




Imagen del labo

Vamos a reasignar los nombres de los canales de la placa, como se observa en la siguiente imagen. Esto es para que coincidan con el nombre de los canales de la NIDAQ. En nuestro software le asignamos el nombre de los canales de la NIDAQ, para evitar confusiones, nos parece que lo mejor sea renombrarlos así.



Imagen del labo. Los canales 1, 2 y 3 pasan a ser los 0, 1 y 2.

Gran aclaración, ahora todos los canales tienen un pin de tierra, no solo el CH0!

Asignamos el canal 3 de la NIDAQ al micrófono.